


Acetyl-Histon H4-K5 Kaninchen Mab (P62805) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000112



Einführung

Acetyl-Histon H4-K5 Kaninchen mAb (P62805) detektiert acetyliertes Histon H4 an Lys5 bei Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für epigenetische Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K5 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Acetyl-Histon H4-K5
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8359
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K5 des menschlichen Histons H4 (P62805)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel