

Acetyl-Histon H4-K5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P62805) - Validierter Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000153



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen acetyliertes Histon H4 an Lys5 (SWISS P62805). Geeignet für WB-, IHC-P-, ELISA- und ChIP-Anwendungen. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies (breites Spektrum vorhergesagt). Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histon H4-K5
Spezies	Human
GeneID (human)	H4
GeneID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H4 (NP_001029249.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Protein-Gewicht	11 kDa
Versand	Eistüte