


Acetyl-Histon H4-K5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P62805) - Anwendungen Für Wb, Elisa, Chip

Artikelnummer: CM0000122



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für acetyliertes Lysin 5 des menschlichen Histons H4 (P62805). Validiert für WB, ELISA und ChIP, mit breiter vorausgesagter Kreuzreaktivität zwischen Mensch, Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Acetyl-Histon H4-K5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histon H4-K5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches acetyliertes Peptid um K5 des menschlichen Histons H4 (NP_001029249.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breiter Bereich vorausgesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel