

Acetyl-Histon H4 (K5/K8/K12/K16) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper P62805 Für Wb, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000133



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der acetyliertes Histon H4 an den Lysinen 5, 8, 12 und 16 erkennt (SWISS P62805). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K5/K8/K12/K16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5/K8/K12/K16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K5/K8/K12/K16 des menschlichen Histons H4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	P62805
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel