


Acetyl-Histon H4 (K8) Kaninchen Polyklonaler Antikörper (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip, Chip-Seq

Artikelnummer: CM0000138



Einführung

Acetyl-Histon H4 (Lys8) Kaninchen polyklonaler Antikörper (P62805) erkennt endogenes acetyliertes Histon H4 in Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP und ChIP-seq Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histon H4-K8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K8 von menschlichem Histon H4 (NP_003529.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel