


Acetyl-Histon H4 K91 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P62805) - Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000143



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen acetyliertes Lysin 91 von humanem Histon H4 (P62805). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte und anderen Spezies. Ideal für Chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-Histon H4-K91 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histon H4-K91
Spezies	Mensch
GeneID (human)	H4
GeneID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K91 von humanem Histon H4 (NP_003529.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eistasche