


Acetyl-P53 (K370) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (P04637) Für Western Blot Und Elisa

Artikelnummer: CM0000192



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper zum Nachweis von acetyliertem humanem p53 an Lysin 370 (SWISS P04637). Validiert für Western Blot und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für die Krebs- und Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-p53- K370 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Acetyl-p53- K370
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7157
GenID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches acetyliertes Peptid im Bereich von K370 des humanen p53 (P04637).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04637
Proteinmasse	44kDa
Versand	Eisbeutel