

Acetyl-P53-K382 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P04637) Für Dot Blot Und Elisa

Artikelnummer: CM0000103



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für acetyliertes Lysin 382 von humanem p53 (P04637). Validiert für Dot Blot und ELISA, ideal für die Untersuchung der p53-Acetylierung in der Krebs- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Acetyl-p53-K382 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetyl-p53-K382
Spezies	Mensch
GeneID (human)	7157
GeneID	7157
Immunogen	Ein synthetisches acetyliertes Peptid um K382 von humanem p53 (NP_000537.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Acetylierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel