

Acot9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y305

Artikelnummer: CM0013421

Einführung

ACOT9 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Targetiert mitochondriale Acyl-CoA-Thioesterase 9 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Lipid- und Aminosäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACOT9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACATE2; CGI-16; MTACT48; MT-ACT48; ACOT9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23597
Gen-ID	23597
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-250 des menschlichen ACOT9 (NP_001028755.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y305
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eispackung