

Acsl4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - O60488

Artikelnummer: CM0021976

Einführung

Hochwertiger ACSL4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (O60488), validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Lipidstoffwechsel und Ferroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2182
GenID	2182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem ACSL4 (NP_004449.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60488
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel