

ACSL5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9ULC5

Artikelnummer: CM0008808

Einführung

Hochspezifischer ACSL5 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Zielt auf menschliche Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 5 (LACS5), ein Schlüsselenzym in der Fettsäureaktivierung und im Stoffwechsel. Ideal für Forschung in der Lipidbiologie, Krebs und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACS2, ACS5, FACL5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51703
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 500-683 von menschlichem ACSL5 (NP_976313.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9ULC5
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel