


Actc1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P68032

Artikelnummer: CM0026770



Einführung

Hochwertiger ACTC1-kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist kardiales Alpha-Aktin, ein wichtiges Zytoskelettprotein. Ideal für die Herzmusikelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACTC; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; ACTC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	70
GenID	70
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ACTC1 (NP_005150.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P68032
Proteinmasse	42kDa
Versand	Eisbeutel