


Aktivatorprotein 2 (Ap-2/Tfap2A) Kaninchen Pab - P05549

Artikelnummer: CM0024188



Einführung

Anti-TFAP2A Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen und Rattenproben. Ziel ist der Transkriptionsfaktor AP-2-alpha, der an Entwicklung und Genregulation beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Aktivatorprotein 2 (AP-2/TFAP2A) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Aktivatorprotein 2 (AP-2/TFAP2A)
Spezies	Human
GeneID (human)	7020
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 100-200 von humanem TFAP2A entspricht (NP_003211.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P05549
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel