


Acvr1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04771

Artikelnummer: CM0003970



Einführung

Hochwertiger ACVR1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-ACVR1 (Aktivin-Rezeptor Typ 1, ALK2). Ideal für Forschung zum Knochenmorphogenetischen Protein-Signalweg und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACVR1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSR1; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Spezies	Mensch
GenID	90
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 410-509 von humanem ACVR1 (Q04771) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04771
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel