

Adam28 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - Q9Ukq2

Artikelnummer: CM0028168

Einführung

ADAM28 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem, murinem und rattem ADAM28. Nützlich zur Untersuchung der Lymphozytenemigration, der Ektodomain-Shedding von FASL/CD40L und der Spermienreifung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM28 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10863
GenID	10863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 199-440 von humanem ADAM28 (NP_055080.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKQ2
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel