

Adam9 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13443

Artikelnummer: CM0027413

Einführung

Validieren Sie ADAM9 mit diesem polyklonalen Antikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus, Ratte und Affe. Ideal für Forschung zu Tumorigenese und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADAM9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8754
GeneID	8754
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-210 des menschlichen ADAM9 (NP_003807.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q13443
Proteinmasse	91 kDa
Versand	Eisbeutel