

Adamts13 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q76Lx8

Artikelnummer: CM0010865



Einführung

Rekombinanter ADAMTS13 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenmaterial. Nützlich für die Untersuchung der Spaltung des von-Willebrand-Faktors und thrombotischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	ADAMTS13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Spezies	Mensch
Gen-ID	11093
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem ADAMTS13 (Q76LX8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q76LX8
Proteingewicht	154 kDa
Versand	Eisbeutel