


Adora2A Kaninchen Pab - P29274

Artikelnummer: CM0020246



Einführung

ADORA2A Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Adenosin-Rezeptor A2a gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte, unterstützt die Forschung an G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADORA2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	A2aR; RDC8; ADORA2; ADORA2A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	135
Gen-ID	135
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von menschlichem ADORA2A (NP_000666.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29274
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel