

Adprm Kaninchen-Pab - Q3Lie5

Artikelnummer: CM0014320

Einführung

ADPRM-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper für Western-Blot- (WB) und ELISA-Anwendungen, der auf humanes ADPRM (MDS006/C17orf48) abzielt und eine Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte aufweist. Ideal zur Untersuchung des ADP-Ribose-Stoffwechsels und der Immunsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADPRM-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MDS006; C17orf48; NBLA03831; ADPRM
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56985
Gen-ID	56985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 203-342 des humanen ADPRM (NP_064618.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q3LIE5
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku