


Adrb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P08588

Artikelnummer: CM0019978



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ADRB1 (Beta-1-adrenerger Rezeptor) für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Herzfunktion und GPCR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ADRB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; ADRB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	153
GenID	153
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem ADRB1 (NP_000675.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P08588
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel