

Afap1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N556

Artikelnummer: CM0027030

Einführung

AFAP1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-AFAP1 (81 kDa). Nützlich für die Erforschung der Aktindynamik, Lamellipodien und der Migration von Krebszellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AFAP1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	AFAP; AFAP110; AFAP-110; AFAP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	60312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 461-730 des humanen AFAP1 (NP_940997.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N556
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel