

Affinitätsgel-Konjugierter Pan-Succinyl-Lysin-Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Ip-MS

Artikelnummer: CM0000044

Einführung

CamelBio liefert affinitätsgel-konjugierte Pan-Succinyl-Lysin-Kaninchen-Monoklonalantikörper für IP-MS, die eine artenunabhängige Succinyl-Lysin-Detektion in Studien zur posttranslationalen Modifikation ermöglichen. Ideal für die Rohstoffbeschaffung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Affinitätsgel-konjugierter Pan-Succinyl-Lysin-Kaninchen-mAk
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	IP-MS
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel