


Agfg1-Kaninchen-Pab - P52594

Artikelnummer: CM0015275



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AGFG1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet zur Untersuchung des Vesikel-Dockings, des RNA-Transports und der Funktion als HIV-1-Rev-Kofaktor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGFG1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HRB; RAB; RIP; AGFG1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3267
GeneID	3267
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen AGFG1 (NP_004495.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52594
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku