

Agpat3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nrz7

Artikelnummer: CM0013541

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AGPAT3, validiert in WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Zielt auf 1-Acylglycerol-3-phosphat-Acyltransferase Gamma ab, die an der Phospholipidbiosynthese beteiligt ist. Geeignet für die Forschung zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGPAT3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LPAAT3; LPLAT3; 1-AGPAT 3; LPAAT-GAMMA1; AGPAT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56894
Gen-ID	56894
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NRZ7
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel