

Agr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95994

Artikelnummer: CM0030844



Einführung

AGR2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-Anterior-Gradient-Protein 2, ein Proto-Onkogen, das an der Schleimsynthese und Zelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AGR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10551
Gen-ID	10551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-175 des humanen AGR2 (NP_006399.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95994
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel