

Ahnak Kaninchen Pab Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09666

Artikelnummer: CM0024043



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes AHNAK (Neuroblastendifferenzierungs-assoziiertes Protein AHNAK), validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Zell-Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHNAK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PM227; AHNAK1; AHNAKRS; AHNAK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79026
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-149 des humanen AHNAK (NP_001611.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q09666
Proteingewicht	629kDa
Versand	Eisbeutel