

Aif1/Iba1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - 070200

Artikelnummer: CM0002587

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus AIF1/IBA1. Validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Allograft-Inflammatory-Factor 1 in Immunzellen und Mikroglia.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIF1/IBA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E; AIF1/IBA1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	199
Gen-ID (Maus)	11629
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus AIF1/IBA1 (070200) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O70200(Maus), P55008(Mensch)
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel