


Aipl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Artikelnummer: CM0013993



Einführung

Hochwertiger AIPL1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogenes AIPL1 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung des Proteintransports und der Leberschen kongenitalen Amaurose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCA4; AIPL2; AIPL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	23746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-384 von menschlichem AIPL1 (NP_055151.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZN9
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel