

Ak5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K8

Artikelnummer: CM0024669



Einführung

Hochwertiger AK5-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Adenylatkinase 5 in Hirngewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AK5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AK6; AK5
Spezies	Human
GeneID (Human)	26289
GeneID	26289
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 150-370 von humanem AK5 (NP_777283.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6K8
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche