

Akt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip - P31749

Artikelnummer: CM0003939



Einführung

Hochaffiner AKT1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Ziel ist die RAC-alpha Serin/Threonin-Kinase, ein zentraler Regulator für Zellüberleben, Stoffwechsel und Proliferation. Ideal für Krebs- und Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	207
Gen-ID	207
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 381-480 von humanem AKT1 (P31749) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel