

## Akt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0004818



### Einführung

Der KO-validierte AKT1 Kaninchen monoklonale Antikörper detektiert spezifisch AKT1 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen in der AKT-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] AKT1 Kaninchen mAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; T1                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                                           |
| Gen-ID (Human)    | 207                                                                                                                                             |
| Gen-ID            | 207                                                                                                                                             |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 380-480 von humanem AKT1 (NP_005154.2) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS             | P31749                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 56kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                       |