

Aldh3A2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51648

Artikelnummer: CM0022707



Einführung

ALDH3A2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Fattaldehyddehydrogenase, essenziell für Lipidstoffwechsel und Sphingosin-1-Phosphat-Abbau. Ideal für Forschung zu Stoffwechselerkrankungen und dem Sjögren-Larsson-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH3A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	224
GenID	224
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 250-320 des menschlichen ALDH3A2 (NP_001026976.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51648
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel