


Aldh9A1 Kaninchen-Pab - P49189

Artikelnummer: CM0029877



Einführung

Der ALDH9A1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper ist für WB, IF/ICC und ELISA validiert und erkennt menschliches, murines und rattes ALDH9A1. Ideal für die Aldehyddehydrogenase-Forschung, zielt dieser Antikörper auf ein Enzym ab, das am Stoffwechsel von biogenen Aminen und Polyaminen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH9A1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	E3; ALDH4; ALDH7; ALDH9; TMABADH; TMABA-DH; TMABALDH; ALDH9A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	223
GenID	223
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem ALDH9A1 (NP_000687.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49189
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel