


Aldoc Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09972

Artikelnummer: CM0013906



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ALDOC (Fructose-Bisphosphat-Aldolase C). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Forschung zu Glykolyse und Glukoneogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDOC Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	ALDC; ALDOC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	230
GenID	230
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-170 des humanen ALDOC (NP_005156.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09972
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel