


Alpha-1-Antichymotrypsin (Serpina3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Artikelnummer: CM0028387



Einführung

Humaner Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, geeignet für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Ein sekretiertes Serpin, das mit Entzündungen und Alzheimer-Amyloid-Plaques in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACT, AACT, GIG24, GIG25, Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3)
Spezies	Mensch
Gen-ID	12
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-423 des humanen Alpha-1-Antichymotrypsin (SERPINA3) entspricht (NP_001076.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01011
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel