

Alpha-1-Antitrypsin (Serpina1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01009

Artikelnummer: CM0018466



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in Mensch, Maus und Ratte. Ziel: Serinprotease-Inhibitor, beteiligt am Lungenschutz und an der Hämostase. UniProt: P01009.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1-Antitrypsin (SERPINA1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5265
Gen-ID	5265
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 25-315 von menschlichem Alpha-1-Antitrypsin (NP_000286.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01009
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel