

Alpha-Fetoprotein (Afp) Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Artikelnummer: CM0002953



Einführung

Rekombinanter humaner Alpha-Fetoprotein (AFP) maus-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und murinem AFP. Ideal für die Krebs- und fötale Entwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Alpha-Fetoprotein (AFP) Maus mAb
Bemerkungen/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	174
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-609 des humanen Alpha-Fetoproteins (AFP) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02771
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eisbeutel