

Alpha-Fetoprotein (Afp) Kaninchen-Pab - P02771

Artikelnummer: CM0016278



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Alpha-Fetoprotein (AFP). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber humanem und murinem AFP. Ideal für die Erforschung von Leberkrebs-Biomarkern und die Entwicklung pränataler Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alpha-Fetoprotein (AFP) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	174
GeneID	174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-550 von Alpha-Fetoprotein (AFP) (NP_001125.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02771
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku