

Alpha2-Adaptin/AP2A2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94973

Artikelnummer: CM0025281

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches Alpha2-adaptin/AP2A2 (AP-2-Komplex-Untereinheit alpha-2). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Proteinmasse 104 kDa. Ideal für Studien zu Endozytose und Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Alpha2-adaptin/AP2A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	161
GenID	161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 590-939 des menschlichen Alpha2-adaptin/AP2A2 (NP_036437.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94973
Proteinmasse	104 kDa
Versand	Eisbeutel