

Alpk1-Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - E9Qnx4

Artikelnummer: CM0007373

Einführung

Hochwertiger monoklonaler ALPK1-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit ALPK1 von Maus und Ratte (139 kDa) und ist ideal für die Kinaseforschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALPK1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	Alpha-Kinase 1; ALPK1
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	80216
GeneID	71481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 230-478 des Maus-ALPK1 (NP_082084.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	E9QNX4
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Kühlakku