

Als2 Kaninchen-Pab Polyklonaler Antikörper Für Als2 (Alsin) Mit Anwendungen In Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q96Q42

Artikelnummer: CM0029479

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane ALS2-(Alsin)-Protein, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Zielt auf ein mit amyotropher Lateralsklerose verknüpftes Protein ab mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALSJ; PLSJ; IAHP; ALS2CR6; ALS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57679
GenID	57679
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-429 von humanem ALS2 (NP_065970.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Q42
Proteingewicht	184kDa
Versand	Eisbeutel