

Ampd1 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P23109

Artikelnummer: CM0030819

Einführung

AMPD1 Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen ein synthetisches Peptid aus menschlicher AMP-Desaminase 1 hergestellt wurde. Validiert für WB und ELISA, erkennt er menschliches, murines und rattes AMPD1, ein Schlüsselenzym im Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPD1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	270
GenID	270
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem AMPD1 (P23109) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23109
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel