

Ampd3 Kaninchen-Pak Für Wb - Q01432

Artikelnummer: CM0025018

Einführung

AMPD3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes AMP-Desaminase 3, ein Schlüsselenzym im Energiestoffwechsel. Ideal für die Forschung zum Nukleotidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMPD3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AMPD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	272
Gen-ID	272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem AMPD3 (NP_000471.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01432
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel