


Amsh Rabbit Mab - O95630

Artikelnummer: CM0003288



Einführung

Hochspezifisches kanines monoklonales Antikörper, der gegen menschliches AMSH (STAM-bindendes Protein) gerichtet ist, für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Affen. Ideal für die Forschung im Ubiquitin-Weg und endosomale Sortierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AMSH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AMSH; MICCAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10617
Gen-ID	10617
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem AMSH (O95630) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Affe
SWISS	O95630
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel