


Anapc10 Kaninchen Pab - Q9Um13

Artikelnummer: CM0030647



Einführung

ANAPC10 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes, murines und ratte ANAPC10 (21 kDa) reaktiv ist und für WB und ELISA geeignet ist. Er zielt auf die APC/C-Untereinheit 10 ab, einen Schlüsselregulator des Zellzyklusfortschritts und der Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANAPC10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOC1; APC10; ANAPC10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10393
GenID	10393
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-185 von humanem ANAPC10 (NP_055700.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UM13
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel