


## Angel2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Vte6

Artikelnummer: CM0016265



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ANGEL2 (2',3'-zyklische RNA-Phosphatase), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zur mitochondrialen RNA-Verarbeitung und zum tRNA-Recycling.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ANGEL2 Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2                                                                                                |
| Art               | Mensch                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 90806                                                                                                                   |
| Gen-ID            | 90806                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30–170 des humanen ANGEL2 (NP_653168.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                  |
| SWISS             | Q5VTE6                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 62 kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                |