

## Annexin A4/Annexin Iv Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P09525

Artikelnummer: CM0030268



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Annexin A4, validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Membranfusion und Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Annexin A4/Annexin IV Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Aliase | ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV                                                                          |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                              |
| GenID (Mensch)     | 307                                                                                                                                                 |
| GenID              | 307                                                                                                                                                 |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 112-321 von menschlichem Annexin A4/Annexin IV (NP_001144.1) entspricht |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                 |
| SWISS              | P09525                                                                                                                                              |
| Proteingewicht     | 36kDa                                                                                                                                               |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                           |