


Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Gegen Annexin A6/Annexin Vi Für Wb, Elisa - P08133

Artikelnummer: CM0025202



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Annexin A6/Annexin VI, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Kalziumsignalwegen und membranassoziierten Prozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A6/Annexin VI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexin A6/Annexin VI
Spezies	Mensch
Gen-ID	309
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen Annexin A6/Annexin VI (NP_001146.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08133
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel