

## Anprb/Nrp2 Kaninchen-Pab - P20594

Artikelnummer: CM0021008

### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ANPRB/NRP2, validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Dieser Rezeptor bindet CNP und reguliert das Skelettwachstum; sein Molekulargewicht beträgt 117 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ANPRB/NRP2 Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 4882                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 4882                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 130-320 des humanen ANPRB/NRP2 (NP_003986.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                      |
| SWISS             | P20594                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 117 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                    |