

Ant2/Slc25A5 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05141

Artikelnummer: CM0017385

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ANT2/SLC25A5, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus-, Ratten- und Affen-ANT2. Ideal für die Forschung zu mitochondrialer Apoptose, Stoffwechsel und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANT2/SLC25A5 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; SLC25A5
Spezies	Human
GeneID (Human)	292
GeneID	292
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P05141
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku